

**ERICSON
LABORATOIRE**
— PARIS UNIVERSITY —

PROTOCOLE TECHNIQUE

EXPERTISE ANTI-ÂGE
**REPULPER
& COMBLER**

SKINJEXION
RÉDUCTEUR DES RIDES



SKINJEXION / REPULPER ET COMBLER

Les injections médico-esthétiques sont largement pratiquées dans le monde de la beauté et répondent à un besoin des femmes modernes, désireuses de trouver des solutions rapides à l'altération de la peau de leur visage avec le temps. Ces injections sont de plusieurs types et les plus connues sont :

- Injection de Toxine Botulique,
- Injection d'Acide Hyaluronique,
- Micro-injections en Mésothérapie.

Ces traitements nécessitent une technicité, une précision très importante ainsi que l'intervention de spécialistes.

De plus, quelques aspects négatifs freinent l'accès à ces pratiques :

- Coût important,
- Fréquence d'intervention limitée dans le temps,
- Douleur et désagréments,
- Effets secondaires parfois dangereux.

Les femmes restent donc toujours à la recherche d'alternatives plus sécuritaires et moins onéreuses.

Notre service de recherche propose aujourd'hui un traitement anti-rides haute performance : association innovante de 3 actifs high-tech ayant une action rapide sur les rides du visage.

1. Agent anti-oxydant avec effet "No Age VXN" permettant de freiner la formation de la ride.
2. Agent synaptique "BTX" avec relâchement de la contraction cutanée, permettant de lisser la ride.
3. Acide Hyaluronique à haut poids moléculaire, permettant de combler la ride.




LA GAMME SKINJEXION

Nous retiendrons 3 actions cutanées fortes et immédiatement efficaces

- Une action "No Age VXN" reproduit le processus d'un "vaccin anti-âge" et permet de freiner le vieillissement des tissus cutanés : pouvoir immunostimulant.
- Une action "synaptique" grâce à un nouveau complexe SNAP-8, permet d'agir sur les neurotransmetteurs responsables de la contraction de la ride.
- Une action "hyaluronique" à très haut poids moléculaire (2,2 kDA) permet de combler la ride : mobilise l'eau jusqu'à 1000 fois son poids.

En regroupant ces 3 actifs issus de la dermo-cosmétique scientifique, nos laboratoires ont élaboré un véritable traitement de thérapie esthétique, solution alternative aux injections médico-esthétiques.




INNOVATION SCIENTIFIQUE, LE VACCIN ANTI-ÂGE

La vaccination est bien connue du milieu médical et constitue une thérapie efficace. Elle permet la stimulation du système immunitaire de manière à améliorer la défense de l'organisme contre un antigène (virus, bactérie). Les scientifiques savent aujourd'hui utiliser cette technique de stimulation des fonctions immunitaires dans la lutte contre le vieillissement cutané. Le but étant de restaurer les systèmes d'auto-défense cutanés, notamment en agissant sur les fibroblastes, responsables de la production des fibres de soutien de la peau.

LES CYTOKINES ET LA COMMUNICATION CELLULAIRE


Pour pouvoir bien fonctionner, la peau doit maintenir un état d'équilibre au sein de ses différents composants. Et pour maintenir cet équilibre, il faut que la communication entre les cellules soit optimale. À cause du vieillissement et des stress environnementaux (pollution, expositions aux UV...) la communication cellulaire est altérée, ce qui entraîne une réduction des défenses immunitaires ainsi qu'un ralentissement de l'activité de ces cellules.



La communication cellulaire se manifeste sous forme de signaux biologiques émis et reçus par les cellules. Celles-ci déclenchent un ensemble de réactions biochimiques appelé "signal de transduction". Ce signal de transduction agit comme un transmetteur d'information destiné à un élément-cible dans la cellule et génère une réponse cellulaire en retour. Cette communication entre les cellules implique l'intervention de molécules spécifiques qui agissent comme des signaux : hormones, facteurs de croissance appelées cytokines. Cette intervention est fondamentale pour la réparation, la régénération tissulaire et le système de défense cutanée. Les cytokines représentent un groupe de protéines qui agissent en tant que médiateurs entre les cellules. Elles sont en connexion les unes avec les autres et engendrent des cascades de signalisation. Au niveau des fibroblastes, les cytokines se lient à des récepteurs spécifiques sur les cellules cibles. Elles interviennent dans la stimulation de la synthèse des différents collagènes, la réparation cellulaire, la cicatrisation, la régénération cutanée.

DES RADICAUX LIBRES BÉNÉFIQUES POUR LA PEAU



Les découvertes scientifiques récentes ont conduit à modifier la façon de considérer les radicaux libres. Il n'est désormais plus possible de les assimiler uniquement à des toxiques hautement réactifs. La reconnaissance de leur rôle physiologique a beaucoup évolué et ils se présentent comme de véritables "messagers", capables de déclencher des réponses biologiques utiles. Afin d'activer la communication cellulaire, nos laboratoires de recherche proposent un composé "cytokine-like" capable de produire des quantités limitées de radicaux libres, permettant d'agir sur la stimulation cellulaire des fibroblastes. On peut ainsi observer que nous appliquons le principe de la vaccination médicale à la médo-esthétique. En effet, la vaccination est bien connue du milieu médical. Elle permet la stimulation du système immunitaire de manière à améliorer la défense de l'organisme contre un antigène (virus, bactérie).



Notre soin esthétique SKINJEXION s'inscrit dans cette évolution en générant une espèce radicalaire biologiquement active et cytoestimulante dans le cadre d'un soin anti-âge innovant et performant.

IMUDILIN, LE VACCIN ANTI-ÂGE

Le mode d'action d'IMUDILIN est très original puisqu'il est capable de produire de très petites quantités d'espèces radicalaires et d'avoir à la fois un comportement anti-oxydant (à haute concentration) et pro-oxydant (à faible concentration). Cette propriété permet à IMUDILIN de stimuler l'activité des cellules immunitaires de la peau en jouant le rôle de messenger physiologique. IMUDILIN imite ainsi les effets des cytokines. Ce peptidomimétique (analogue d'un dipeptide naturel) est un dérivé de l'acide glutamique. Cette "dualité" garantit l'innocuité de cet actif. Appliqué en petites quantités sur la peau, il peut produire de faibles quantités d'espèces radicalaires qui vont stimuler les cellules. Si on augmente la quantité, le pouvoir anti-oxydant va devenir prédominant.




Des tests IN VITRO ont mis en évidence :

- 1) LE POUVOIR IMMUNOSTIMULANT sur des cellules du système immunitaire.
- 2) L'EFFET CYTOSTIMULANT SUR LES FIBROBLASTES

IMUDILIN présente un effet cytoestimulant très significatif sur des fibroblastes en culture artificiellement âgés. Cet effet est perceptible à faible concentration. IMUDILIN génère in vivo une espèce radicalaire biologiquement active et cytoestimulante. Cet actif innovant ne peut produire que de faibles quantités de radicaux libres, lui conférant une innocuité totale et certifiée. L'étude a été réalisée sur 54 volontaires de 20 à plus de 60 ans, avec application d'un gel-crème contenant de l'IMUDILIN dosé à 0,3%, 2 applications quotidiennes, pendant 4 semaines.

Des résultats visibles à tout âge



EN MIMANT L'EFFET DE CERTAINES CYTOKINES, IMUDILIN EST PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉ :

- Pour la stimulation des cellules immunitaires de la peau, types cellulaires pour lesquels la communication cellulaire est essentielle à leur fonctionnement.
- Pour les traitements anti-âge, car le vieillissement est responsable d'une diminution de la communication cellulaire au sein des tissus cutanés.

UNE ALTERNATIVE À LA TOXINE BOTULIQUE : LE SNAP-8

ACTION PARALYSANTE


L'injection de toxine botulique dans les muscles du visage provoque une paralysie temporaire plus ou moins importante, selon la dose administrée. La toxine botulique bloque la libération d'un neuromédiateur permettant le passage de l'influx nerveux, des nerfs vers les fibres musculaires et entraînant la contraction des muscles.

SNAP-8 : L'EFFET DES INJECTIONS SANS LES RISQUES

Le SNAP-8 est obtenu par biotechnologie. Il constitue une association de huit acides aminés permettant de mimer le rôle de la toxine botulique au niveau des réactions biochimiques des neurotransmetteurs. La structure de SNAP-8 est similaire à la molécule de SNAP-25 existant naturellement dans les cellules nerveuses. Son action consiste à mimer celle du SNAP-25 en rivalisant avec celui-ci et en se positionnant sur les mêmes emplacements cellulaires, bloquant ainsi la chaîne physiologique du message de contraction


musculaire. L'association entre le SNARE et le SNAP-25 ne peut avoir lieu puisque le SNAP-8 vient se fixer à la place du SNAP-25. La vésicule synaptique ne peut pas relâcher efficacement les neurotransmetteurs qu'elle contient et donc la contraction du muscle est atténuée, empêchant la formation de ridules et des rides. En limitant la contraction musculaire, SNAP-8 réduit ainsi la profondeur de rides sur le visage causées par la contraction des muscles d'expression de visage.

En visant le même mécanisme de formation de ride et avec une totale sécurité, le SNAP-8 devient une alternative plus sûre, moins chère et plus douce à la toxine botulique.




Complexe SNARE
"déstabilisé" =
Décontraction
musculaire

TEST D'EFFICACITÉ ANTI-RIDES IN VIVO DU SNAP-8



Les rides d'expression sont situées aux endroits expressifs du visage, en contraction à chaque émotion (contrariété, sourire, interrogation, tristesse...). Elles sont les premières rides à apparaître et sont dues à la répétition des contractions musculaires et au fait que les cellules ont de plus en plus de mal à se régénérer. Sont donc concernés : le front, le contour des yeux et le contour des lèvres. La seule solution pour combattre les rides : réduire les contractions des muscles faciaux responsables des crispations cutanées.

Les empreintes au silicone de 17 volontaires ont été réalisées avant le test : témoin de comparaison, puis les empreintes ont été réalisées à nouveau après 28 jours et l'application biquotidienne, au contour des yeux d'un gel-crème contenant 10% de SNAP-8.



L'exemple de ces deux empreintes de volontaires différents montre la diminution significative de la profondeur des rides après 28 jours d'application.

Les résultats ont été comparés à un test similaire réalisé avec une crème contenant de l'argireline.

La valeur maximale de réduction de la profondeur des rides pour SNAP-8 a été de 63,13%.

SNAP-8 réduit la profondeur des rides causées par la contraction musculaire, spécifiquement sur le front et au contour des yeux.

SNAP-8 est une alternative douce et efficace de la toxine botulique, ciblant le même mécanisme de formation des rides, en développant un processus différent et tout aussi efficace.

ACIDE HYALURONIQUE À HAUT POIDS MOLÉCULAIRE


Depuis sa découverte, il est apparu que l'acide hyaluronique est un constituant naturel jouant un rôle majeur dans la biologie des organismes vivants. L'acide hyaluronique fait partie des glycosaminoglycans. La peau contient plus de 50% de la totalité de l'acide hyaluronique de l'organisme (20 g).

L'épiderme contient de l'acide hyaluronique où il est surtout présent dans les espaces intercellulaires de la couche basale, des couches spinieuses et granuleuses. Il facilite le renouvellement et la différenciation des kératinocytes. Au niveau dermique, l'acide hyaluronique est un des principaux composants de la matrice extracellulaire.

INTÉRÊT D'UN ACIDE HYALURONIQUE À HAUT POIDS MOLÉCULAIRE

En cosmétique, l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire (HW : High Weight) permet la formation d'un réseau à la surface de la peau qui retient l'eau et évite donc la déshydratation cutanée. La propriété essentielle de l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire est d'agir à la manière d'une "éponge moléculaire". Il est capable de retenir plus de 1000 fois son poids en eau.

Il restaure, ainsi, les propriétés élastiques de la peau, contribue à son hydratation et permet de lisser sa surface. L'acide hyaluronique est le composant idéal pour protéger la peau des agents extérieurs environnementaux, il joue alors un rôle de barrière contre les agressions et un rôle anti-radicalaire important.



En fonction des besoins spécifiques de chaque cliente et dans le cadre du programme de personnalisation des soins EXPERTISE ANTI-ÂGE, pour une action parfaitement ciblée :

- Les résultats obtenus, lors des soins professionnels, pourront se maintenir avec la continuité de l'utilisation des produits de soin à domicile et en proposant régulièrement une cure d'entretien SKINJEXION.
- La peau ayant été complètement restructurée, elle sera physiologiquement prête à entreprendre la suite du processus anti-âge :

SLIM-FACE-LIFT

Amincissement de l'ovale du visage avec effet lifting

GENXSKIN

Activation des 14 gènes pour un effet anti-âge

SUPREME

Soin de régénération profonde et raffermissant

LES PRODUITS DE SOIN SKINJEXION À DOMICILE



SYNAPTIC MILK - 250ml / Réf. E1134

SYNAPTIC LOTION - 250ml / Réf. E1135

CLINICAL PEELING - 50ml/ Réf. E1136

PERFUSION SERUM HA-BX - 30ml / Réf. E1888

NO AGE VAXIN - COMFORT - 50ml / Réf. E1139

NO AGE VAXIN - LIFTING - 50ml / Réf. E1140

NO AGE VAXIN - MATT - 50ml / Réf. E1141

NO AGE VAXIN - SUPER RICH - 50ml / Réf. E1142

SUPRADERMIC FILLER - 30ml / Réf. E1143

SUPRADERMIC LIPSTICK - 15ml / Réf. E1144

LES PRODUITS PROFESSIONNELS



SYNAPTIC MILK - 500ml / Réf. E1122

SYNAPTIC LOTION - 500ml / Réf. E1123

NO-AGE VAXIN - SUPER RICH - 200ml / Réf. E1124

SUPRADERMIC FILLER - 75ml / Réf. E1125

COFFRET ENDOTHERMIC TWIN MASK Réf. E1126 :

- **DEXTROSE POWDER** - 25g x 4 / Réf. E1127
- **BOOSTER GEL** - 100ml x 4 / Réf. E1128

KIT 4 SESSIONS Réf. E1129 :

- **CLINICAL PEELING** - 6ml x 4 / Réf. E1130
- **PERFUSION SERUM HA-BX** - 10ml x 4 / Réf. E1132
- **NO AGE VAXIN - MATT** - 4ml x 4 / Réf. E1131
- **BROSSES** - 4 unités

PREMEDIKL / SKINJECTOR - Réf. E1155

PREMEDIKL / MICRO-PICK - Réf. E1156

PROTOCOLE DE SOIN PROFESSIONNEL SKINJEXION

SOIN REPULPANT & COMBLANT ANTI-ÂGE

Agent anti-oxydant avec effet 'NO AGE VXN' pour freiner la formation de la ride. Agent synaptique 'BTX' permettant de lisser la ride - Acide hyaluronique à très haut poids moléculaire permettant de combler la ride.



1. NETTOYAGE

Nettoyer le visage et le cou avec le lait démaquillant SYNAPTIC MILK E1122, puis avec la SYNAPTIC LOTION E1123.



2. GOMMAGE

Appliquer le gommage CLINICAL PEELING E1130 sur le trajet de chaque ride et utiliser la brosse avec des mouvements horizontaux. Répéter ce geste 2 à 3 fois. Terminer l'exfoliation en répartissant le CLINICAL PEELING sur l'ensemble du visage et du cou. Rincer abondamment à l'eau tiède, puis avec la SYNAPTIC LOTION E1123.



3. SÉRUM 1^{ère} APPLICATION

Sur le trajet de chaque ride, à l'aide de la seringue, appliquer la moitié du PERFUSION SERUM HA-BX E1132.



4. PREMEDIKL SKINJECTOR : 10 MINUTES

Utiliser les 2 SKINJECTOR E1155 en mouvements horizontaux, en remontant de la base du cou vers le front. 2 fois.



5. SÉRUM 2^{ème} APPLICATION

Sur le trajet de chaque ride, à l'aide de la seringue, appliquer la deuxième moitié du PERFUSION SERUM HA-BX E1132. Répartir le sérum sur l'ensemble du visage.



6. MICRO-PICK PREMEDIKL : 10 MINUTES

Utiliser les 2 MICRO-PICK E1156 en mouvements légers horizontaux, en remontant de la base du cou vers le front. 2 fois.



7. MASSAGE

Appliquer la crème NO AGE VAXIN - SUPER RICH E1124 sur le visage et le cou, procéder à un long massage de décontraction.



8. MASQUE

Poser sur les yeux 2 cotons imbibés de LOTION CALMANTE BIOPTIC E234.

Préparer le masque ENDOTHERMIC TWIN MASK en mélangeant dans un bol un sachet de DEXTROSE POWDER E1127 et un sachet de BOOSTER GEL E1128.

Appliquer le masque à l'aide d'une spatule en évitant les yeux. Laisser poser 20 minutes. Retirer le masque, rincer à l'eau tiède puis avec la SYNAPTIC LOTION E1123.



9. MODELAGE

Appliquer en effleurages légers la crème NO AGE VXN - MATT E1131 sur l'ensemble du visage et du cou.



10. SUPRADERMIC FILLER

Appliquer le SUPRADERMIC FILLER E1125 sur les rides profondes. Lisser le sérum du bout des doigts.



DURÉE DU SOIN = 1h15
4 SÉANCES CONSEILLÉES
FRÉQUENCE DES SOINS = 1 FOIS PAR SEMAINE

LES PRODUITS DE SOIN SKINJEXION

| PRODUITS | FONCTIONS | ACTIFS & ACTIONS |
|--|---|--|
| <p>SYNAPTIC MILK</p> <p>À DOMICILE : flacon 250ml Réf. E1134</p> <p>USAGE PROFESSIONNEL : flacon 500ml Réf. E1122</p> | <p>Démaquille, nettoie et purifie tout en préservant le film protecteur cutané.</p> <p><u>Utilisation</u> : appliquer le lait sur le visage et le cou, retirer à l'aide d'un coton. Terminer avec la SYNAPTIC LOTION. Soins quotidiens.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • IMUDILIN : stimulation des cellules immunitaires cutanées. • EXTRAIT DE COHOBAT ROSE : apaisant, astringent. |
| <p>SYNAPTIC LOTION</p> <p>À DOMICILE : flacon 250ml Réf. E1135</p> <p>USAGE PROFESSIONNEL : flacon 500ml. Réf. E1123</p> | <p>Complète et parfait le démaquillage. Purifie, apaise, respecte le pH cutané.</p> <p><u>Utilisation</u> : nettoyer la peau en appliquant la lotion sur le visage et le cou à l'aide d'un coton. Soins quotidiens.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • IMUDILIN : stimulation des cellules immunitaires cutanées. • EXTRAIT DE GINGEMBRE : anti-oxydant. |
| <p>CLINICAL PEELING</p> <p>À DOMICILE : pot 50ml. Réf. E1136</p> <p>USAGE PROFESSIONNEL : sachet 6ml x 4 Réf. E1130 + 4 brosses à rides Réf. E1133 dans KIT 4 SESSIONS Réf. E1129</p> | <p>Puissant gommage exfoliant, véritable rénovateur du micro-relief cutané. Permet un lissage immédiat des rides de surface.</p> <p><u>Utilisation</u> : appliquer une noisette de produit sur le visage et le cou, procéder en suivant le trajet de la ride. 1 à 2 fois par semaine.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • IMUDILIN : stimulation des cellules immunitaires cutanées. • SNAP-8 : relâchement de la contraction cutanée, lisse les rides. |
| <p>PERFUSION SERUM HA-BX</p> <p>À DOMICILE : flacon compte-gouttes 30ml. Réf. E1888.</p> <p>USAGE PROFESSIONNEL : seringue 10ml x 4 Réf. E1132 KIT 4 SESSIONS Réf. E1129</p> | <p>Hautement concentré, ciblé sur la réduction des rides : la peau se décripe, les traits se défroissent. Préserve le capital jeunesse cutané.</p> <p><u>Utilisation</u> : utiliser la brosse à rides le long de chaque ride, puis déposer quelques gouttes de sérum sur toutes les rides profondes. Masser légèrement.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • IMUDILIN : stimulation des cellules immunitaires cutanées. • PHYLCARE HW BIOPHIL : maintien de l'hydratation, comblement des rides. • SNAP-8 : relâchement de la contraction cutanée, lisse les rides. |
| <p>NO AGE VAXIN - COMFORT</p> <p>À DOMICILE : pot 50ml. Réf. E1139</p> <p>Usage professionnel : non disponible</p> | <p>Repulpe les peaux sèches et calme les peaux sensibles. Nourrit la peau et laisse une agréable sensation de confort.</p> <p><u>Utilisation</u> : utiliser le matin et/ou le soir sur le visage et le cou après l'application du PERFUSION SERUM HA-BX pour une action plus rapide sur les rides.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • IMUDILIN : stimulation des cellules immunitaires cutanées. • SPHÈRES DE COMPLEMENT ACIDE HYALURONIQUE : pouvoir hydratant et repulpant intense. • BEURRE DE CACAO : réparateur et régénérant. |
| <p>NO AGE VAXIN - LIFTING</p> <p>À DOMICILE : pot 50ml. Réf. E1140.</p> <p>USAGE PROFESSIONNEL : non disponible</p> | <p>Effet "lifting" pour peaux fatiguées et atones. Rapidement, rides et ridules sont réduites, le visage paraît plus jeune.</p> <p><u>Utilisation</u> : utiliser le matin et/ou le soir sur le visage et le cou après l'application du PERFUSION SERUM HA-BX pour une action plus rapide sur les rides.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • IMUDILIN : stimulation des cellules immunitaires cutanées. • SPHÈRES DE COMPLEMENT ACIDE HYALURONIQUE : pouvoir hydratant et repulpant intense. • OSILIFT : filmogène, effet tenseur immédiat. |
| <p>NO AGE VAXIN - MATT</p> <p>À DOMICILE : pot 50ml. Réf. E1141</p> <p>USAGE PROFESSIONNEL : sachet 4ml x 4. Réf. E1131. dans coffret prof. Réf. E1129</p> | <p>Atténue toute luisance excessive, tout en travaillant sur la réduction des rides.</p> <p><u>Utilisation</u> : utiliser le matin et/ou le soir sur le visage et le cou après l'application du PERFUSION SERUM HA-BX pour une action plus rapide sur les rides.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • IMUDILIN : stimulation des cellules immunitaires cutanées. • SPHÈRES DE COMPLEMENT ACIDE HYALURONIQUE : pouvoir hydratant et repulpant intense. • MATRIXYL 3000 : puissant anti-rides. |

LES PRODUITS DE SOIN SKINJEXION

| PRODUITS | FONCTIONS | ACTIFS & ACTIONS |
|--|---|---|
| <p>NO AGE VAXIN - SUPER RICH</p> <p>À DOMICILE : pot 50ml. Réf. E1142</p> <p>USAGE PROFESSIONNEL : tube 200ml. Réf. E1124</p> | <p>Pour peaux dénutries ou dévitalisées. Lutte contre l'altération des tissus cutanés.</p> <p><u>Utilisation</u> : utiliser le soir sur le visage et le cou parfaitement nettoyés après l'application du PERFUSION SERUM HA-BX pour une action plus rapide sur les rides.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • IMUDILIN : stimulation des cellules immunitaires cutanées. • SNAP-8 : relâchement de la contraction cutanée, lisse les rides. • MATRIXYL SYNTH'6 : régénérant cutané. |
| <p>SUPRADERMIC FILLER</p> <p>À DOMICILE : tube 30ml. Réf. E1143</p> <p>USAGE PROFESSIONNEL : tube 75ml. Réf. E1125</p> | <p>Comble les sillons et masque les rides, apporte un lissage parfait.</p> <p><u>Utilisation</u> : déposer quelques points de sérum sur les rides : rides du lion, de la patte d'oie, des sillons nasogéniens, puis lisser le sérum du bout des doigts afin de combler chaque sillon.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SPHÈRES DE COMPLEMENT ACIDE HYALURONIQUE : pouvoir hydratant et repulpant intense. • RONAFLAIR LDP WHITE : lisse les rides. |
| <p>SUPRADERMIC LIPSTICK</p> <p>À DOMICILE : tube 15ml. Réf. E1144.</p> <p>USAGE PROFESSIONNEL : non disponible</p> | <p>Corrige très rapidement les petites rides du contour de bouche.</p> <p><u>Utilisation</u> : appliquer quotidiennement sur les lèvres ou à la moindre sensation de sécheresse.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SPHÈRES DE COMPLEMENT ACIDE HYALURONIQUE : pouvoir hydratant et repulpant intense. • SEPILIFT : augmentation du collagène. Volumateur. • NUTELINE : raffermissant cutané. |
| <p>ENDOTHERMIC TWIN MASK DEXTROSE POWDER</p> <p>À DOMICILE : non disponible</p> <p>USAGE PROFESSIONNEL : sachet 25g x 4 - Réf. E1127 dans coffret Réf : E1126</p> | <p>Procure un effet étonnant à la fois frais et légèrement tiède par l'effet endothermique.</p> <p><u>Utilisation</u> : mélanger un sachet de DEXTROSE POWDER (E1127) avec un sachet de BOOSTER GEL (E1128). Appliquer une couche épaisse de masque. Laisser poser 20 minutes. Retirer le masque, puis nettoyer l'ensemble du visage et du cou.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • DEXTROSE : effet hydratant et hygroscopique. • TERRE DE DIATOMÉE : reminéralisante et régénérante. • SELS DE MAGNÉSIUM : émollients naturels. |
| <p>ENDOTHERMIC TWIN MASK BOOSTER GEL</p> <p>À DOMICILE : non disponible</p> <p>USAGE PROFESSIONNEL : sachet 100ml x 4 - Réf. E1128 dans coffret Réf : E1126</p> | <p>Gel enrichi en glycérine pour un effet hydratant et lisseur de rides optimal.</p> <p><u>Utilisation</u> : mélanger un sachet de DEXTROSE POWDER (E1127) avec un sachet de BOOSTER GEL (E1128). Appliquer une couche épaisse de masque. Laisser poser 20 minutes. Retirer le masque, puis nettoyer l'ensemble du visage et du cou.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ALGINATE : apaisant, adoucissant. • GLYCÉRINE : hydratante et hygroscopique. |